

## BIJLAGE 5

Bepalingen ten aanzien van lozingen van amalgaamresten uit praktijken voor tandheelkundige verzorging ex artikel 4.

### Plaatsing van amalgaamafscheider

1. De lozing van amalgaamresten dient met tenminste 95% te worden gereduceerd door de plaatsing van een amalgaamafscheider.
2. Bij de kennisgeving ex artikel 3 dient een afschrift van een rapport van de leverancier te worden overlegd waaruit blijkt dat de afscheider het in het eerste lid bedoelde verwijderingsrendement bereikt onder omstandigheden zoals beschreven in de in Duitsland en Zweden erkende testmethoden bij een door de leverancier aangegeven doorstroomsnelheid. Deze testen zijn tot nu toe uitgevoerd door het: Institut für Bautechnik te Berlijn & de Statens provningsanstalt te Stockholmsenheden.
3. Bij plaatsing van de amalgaamafscheider dient de mogelijke aanwezigheid van amalgaamresten in het binnenriool te worden onderzocht en deze, zonodig, milieuhygiënisch verantwoord te worden verwijderd.

### Gebruik van de amalgaamafscheider

4. Alle in de behandleenheid mogelijk met amalgaamresten verontreinigde af te voeren waterstromen dienen door een amalgaamafscheider te worden geleid.
5. De amalgaamafscheider dient oordeelkundig te worden gebruikt en te worden onderhouden, waarbij de aangegeven doorstroomsnelheid na plaatsing van de amalgaamafscheider op de behandleenheid niet mag worden overschreden en amalgaamresten, zoveel als voor de goede werking van een amalgaamafscheider noodzakelijk is, regelmatig worden verwijderd.